

La tua spugna a base di gelatina per controllare il sanguinamento



Hemogelatin

Emostatico biocompatibile
e riassorbibile di origine suina



Hemogelatin - emostatico a base di gelatina per una gestione efficiente del sanguinamento.

Hemogelatin può essere utilizzato asciutto o imbevuto di soluzione salina sterile attraverso una semplice applicazione o esercitando una leggera pressione come un dispositivo emostatico per il controllo del sanguinamento.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Gelatina (origine suina)	Buona attività emostatica ⁽¹⁾ (assorbe 35 volte il suo peso)	Efficiente per la gestione del sanguinamento
Riassorbibile	Non è necessario un secondo appuntamento	Flusso ottimale dei pazienti
Forma a cubo flessibile (10x10x10)	Comodo da usare e da tagliare	Facile da posizionare; si adatta a tutte le situazioni cliniche
Spugnette sterili confezionate in blister singoli	Mantiene la sterilità del prodotto	Tranquillità

Indicazioni

Hemogelatin può essere utilizzato su:

- Siti di estrazione
- Ulcere orali (non infette o virali)
- Ferite chirurgiche parodontali
- Ferite traumatiche
- Siti di sutura
- Piaghe da protesi dentaria

Informazioni sul prodotto

- Origine suina
- Dispositivo medico di classe III
- Scatola contenente 24 spugnette (12 blister da 2 spugnette sterili confezionate in blister singoli)



(1) file sorgente interno

Distributore:

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni:

www.septodont.it

