

Il tuo NUOVO filo di retrazione Septodont



100% cotone
cavo lavorato a maglia per
migliore resilienza

Septofil N

Filo di detrazione tubulare
lavorato a maglia non impregnato



Septofil N filo di retrazione gengivale tubulare lavorato a maglia non impregnato

Ideato per spiazzamento gengivale temporaneo.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
100% cotone	Materiale naturale	Rende efficace il controllo dell'umidità riducendo al minimo l'irritazione gengivale
Filo di detrazione tubulare lavorato a maglia	Struttura speciale	Migliore assorbimento ed espansione del solco
Nessun agente sbiancante fluorescente	Cotone lavorato naturalmente	Minimo rischio di effetti collaterale

Raccomandazioni per l'uso

Dimensione	Tecnica del filo singolo	Tecnica del doppio filo
0 ⁴	ilcisi inferiori con poca gengiva aderente e sottile	Come primo filo, specialmente negli incisivi inferiori con poca gengiva aderente e sottile
0 ³	denti anteriori con gengiva aderente sottile	come primo filo in tutti i casi di tessuti sottili
0 ²	denti frontali	come primo filo nei casi di tessuti gengivali spessi e come secondo filo nei tessuti gengivali sottili
0	denti premolari	come secondo filo nei casi di tessuti gengivali sottili
1	denti molari	come secondo filo nei casi di tessuti gengivali spessi
2	denti molari, specialmente a livello del trigono retromolare	come secondo filo nei casi di tessuti molto spessi



Informazioni sul prodotto

- 6 productos, 254 cm



Distributore:

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Si prega di visitare il nostro sito web per ulteriori informazioni: www.septodont.it

